

スタートキット

**シャスタウォーター
常温タイプ本体**



¥19,800 (税抜)
¥21,780 (税込)

■製品仕様

高さ	490mm
幅	330mm
奥行	270mm
ろ過容器	4ℓ
整水器	6ℓ

初回特典

セラミックフィルター
1本プレゼント

セラミックフィルター
¥5,800(税抜)相当



+

**本体
ご購入の方限定!!**

30mlシャスティーナ
1本プレゼント



150ℓ相当のミネラル水が作れます。

SHASTA WATER

シャスタウォーター



お得な定期コース

定期コースの
お客様限定!
定期交換フィルター無料 送料・代引手数料無料

ペットボトル 1本500ml換算	ご家族 4~5名様へ	ペットボトル 1本500ml換算	ご家族 3~4名様へ	ペットボトル 1本500ml換算	ご家族 2~3名様へ	ペットボトル 1本500ml換算	一人暮らしの方へ
9円	1ヶ月に 1本コース	11円	2ヶ月に 1本コース	12円	3ヶ月に 1本コース	14円	4ヶ月に 1本コース
月間コストの目安	月間コストの目安	月間コストの目安	月間コストの目安	月間コストの目安	月間コストの目安	月間コストの目安	月間コストの目安
¥9,800	¥5,500	¥4,200	¥3,550				
1ヶ月の使用量 500ℓ	1ヶ月の使用量 250ℓ	1ヶ月の使用量 166ℓ	1ヶ月の使用量 125ℓ				
シャスティーナ割引価格1本 9,800円(税抜) 10,780円(税込)	シャスティーナ割引価格1本 11,000円(税抜) 12,100円(税込)	シャスティーナ割引価格1本 12,600円(税抜) 13,860円(税込)	シャスティーナ割引価格1本 14,200円(税抜) 15,620円(税込)				

※シャスティーナはミネラルサーバーをお持ちのお客様のみご購入いただけます。
※シャスティーナ:通常価格15,000円(税抜)

お支払方法

- 銀行振込
*初回本体購入の場合
- 代金引換
*シャスティーナ
定期コースの場合



〒982-0801 宮城県仙台市太白区八木山本町1-35-5
TEL 022-796-4233 FAX 022-796-4235
10時~18時(土・日・祝日・弊社指定日除く)
HP:shastawater.jp

more info!

シャスタウォーター

ご注文・お問い合わせはコチラ

次世代のミネラルウォーター





こんなことで悩んでいませんか？

- ✓ 肌トラブルや便秘で毎日憂うつだ。
- ✓ 野菜中心の食事にしたいが、料理を作る時間がない。
- ✓ コストが気になるので、料理にサーバーの水が使えない。
- ✓ 毎月ウォーターサーバーのコストがかかりすぎる。
- ✓ ガロンボトルの交換の手間や保管スペースに困っている。

「本格ミネラルウォーター」を「便利」に「低コスト」で
～新感覚ミネラルサーバー～

SHASTA WATER

シャスタウォーター

シャスタウォーターが選ばれる理由

Point

1

豊富なミネラル成分

豊富なミネラルの作用により、体の中のさまざまな機能の働きを補助し、健康的なライフスタイルをサポートいたします。

Point

2

簡単、便利に、水道水から

シャスタウォーターは、3リットルのビッチャーで作るので重たいガロンボトルを交換する必要がなく、予備のボトルの保管スペースが不要になります。

Point

3

業界最安値の低コスト

ペットボトル1本500ml換算9円～！
毎日いつでもキレイなお水をふんだんに使えます。



～必須ミネラルを効率よく摂取できる～ シャスティーナとは？



シャスティーナ1本(100ml)で500ℓ相当のシャスタウォーターが作れます。

厳選された特定の鉱石から作る24種類以上の豊富なミネラルを含む溶液で、独自の製法で、イオン化されており、必要な栄養素(ミネラル)がバランス良く溶け込んでいます。

シャスタウォーターは、数々に専門的な試験を全てクリアしている安全なミネラルをご提供しております。

日本食品分析センターの安全基準クリア

- 51品目水質基準試験クリア(通過水の安全性を調べる試験)
- 蓄積毒性試験(急性毒性・亜急性毒性)
- 染色体異常を引き起こすかを調べる検査
- エームテスト(遺伝子の突然変異を引き起こすかを調べる検査)
- 魚類毒性試験
- トリハロメタン、亜鉛と素などの、体に悪影響を及ぼす成分の抑制試験


ISS3201:2010「家庭用浄水器試験方法」の基準値をクリア

- クロロホルム除去性能試験
- 溶解性鉛除去試験
- 遊離残留塩素除去試験



※検査機関：(財)日本食品分析センター

～業界初!抗菌セオライト内蔵～ 特殊セラミックフィルター



ミネラルで凝集された不純物を0.5μmの穴を持つ特殊セラミックフィルターでキャッチ、さらに活性炭、抗菌セオライトにより残留塩素やカビ臭の除去を行います。

※簡単なお手入れでご使用いただけます。



身体の中からキレイに

豊富なミネラル成分を効率良く毎日ふんだんに



飲料水として



お茶やコーヒーに



赤ちゃんのミルクに



お料理に



ご飯に



ペットの飲み水に

～水道水をゆっくりろ過して、キレイなお水を～ シャスタウォーターの作り方

シャスティーナ(ミネラル)の作用で水道水にミネラル成分をバランス良く溶け込ませ、特殊セラミックフィルターでお水をキレイに浄化します。

Step 1

シャスティーナを2プッシュ(1ml)



Step 2

水道水5リットル



Step 3

サーバーの上部を開け、Step2のお水を注ぎます。



ろ過
0.5μmドーム型セラミックフィルター

Point!
健康に気を使われる方は3リットルがオススメです。